



COMO FUNCIONAM AS ESCOVAS DE DENTES ELÉTRICAS?

As escovas elétricas podem ajudar você a ter uma limpeza superior* nos dentes, eliminando maior quantidade de placa bacteriana.

As recarregáveis são conectadas à rede elétrica, desse modo estão sempre preparadas para serem usadas. Recomenda-se substituir a cabeça a cada 3 meses, ou quando estiver desgastada.

Existem diferentes tipos de escovas elétricas. As escovas com movimento de OSCILAÇÃO-ROTAÇÃO são comprovadamente eficazes na remoção da placa bacteriana dos dentes e gengiva.

TEMPORIZADOR DE ESCOVAÇÃO: a maioria das pessoas emprega menos de 1 minuto na escovação quando usa uma escova manual. Um temporizador de escovação ajuda você a assegurar que dedica à escovação os 2 minutos que os dentistas recomendam.

SENSOR DE PRESSÃO: sinaliza se você faz muita força durante a escovação, conscientizando o limite de força ideal para ser empregado na limpeza bucal.



TEMPORIZADOR DE ESCOVAÇÃO



DESEMPENHO NA ESCOVAÇÃO

CONECTIVIDADE Bluetooth™

MODO DE ESCOVAÇÃO: esta característica deixa você escolher a forma de escovação. Por exemplo, se seus dentes apresentarem sensibilidade, pode empregar o modo suave. Seu dentista ou higienista pode recomendar um modo específico de escovação que se ajuste às suas necessidades.

CABEÇAS: a cabeça das escovas elétricas apresenta diferentes formas e tamanhos para ajustar-se às suas necessidades. As cabeças especializadas podem oferecer benefícios como uma avançada limpeza interdental.



MODO BRANQUEAMENTO



MODO LIMPEZA PROFUNDA



MODO SENSIBILIDADE



MODO CUIDADO DA GENGIVA



SENSI ULTRAFINO



CROSS ACTION



PRECISION CLEAN



FLOSS ACTION

ESCOVA ELÉTRICA OSCILANTE/ROTACIONAL

Este tipo de escova conta com uma cabeça pequena e circular, que oscila alternadamente da direita à esquerda, com um movimento circular que ajuda a eliminar a placa. Uma cabeça pequena é muito útil para a limpeza das áreas de difícil acesso da boca.

Quando usar uma escova oscilante-rotacional, deve-se deslocar suavemente a cabeça de um dente ao outro e deixar que a escova realize a limpeza.



SENSI ULTRAFINO

ALGUNS DADOS BÁSICOS SOBRE AS ESCOVAS ELÉTRICAS

AS ESCOVAS ELÉTRICAS OFERECEM UMA AÇÃO MECÂNICA DE LIMPEZA, NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA.

A BASE DA ESCOVA ELÉTRICA PODE SER COMPARTILHADA ENTRE AS PESSOAS DA FAMÍLIA. SOMENTE O REFIL É INDIVIDUAL.

QUER APRENDER MAIS SOBRE AS ESCOVAS ELÉTRICAS?

CONSULTE O SEU PROFISSIONAL DENTISTA OU ACESSE WWW.ORALB.COM.BR



*Vs escovação com escova manual regular.