



**SINGULAR** Implants

KITS. INSTRUMENTAIS

# KIT SGL GUIDE

---





**SINGULAR** Implants

KITS. INSTRUMENTAIS

KIT SGL GUIDE

---

A Singular inova ao criar um produto que  
auxiliará dentistas que não  
possuem o kit de cirurgia guiada.

O SGL Guide define um limite de perfuração ao  
ser encaixado ao contra-ângulo para o  
procedimento, onde o Stop é no osso, de  
acordo com o tamanho selecionado.

Abstract geometric lines in the bottom right corner of the page, consisting of several thin, light gray lines forming a complex, overlapping pattern.




# KIT SGL GUIDE

**SINGULAR** Implants

KITS. INSTRUMENTAIS

KIT SGL GUIDE




Escolha um Guide de acordo com o comprimento do Implante.

# Como usar o SGL GUIDE



Escolha



Posicione



Confira o tamanho e  
marcação da broca



Perfure com precisão e facilidade